

# T-IS Microchip de vidrio para la identificación de animales

La jeringa T-IS está diseñada para ofrecer la máxima comodidad ergonómica y puede ocultarse fácilmente con una mano sin asustar a la mascota. La jeringa está precargada con un microchip transpondedor de cristal de 13,3 X 2,12 mm que contiene un código de identificación único e inalterable.

El sistema especial "No return click system" ayuda a garantizar que el microchip se implanta en el lugar correcto: bloquea el inyector una vez presionado, impidiendo que el microchip sea aspirado por el pistón. El pequeño "clic" indica que el transpondedor se ha implantado correctamente.



## Aspectos destacados

- Código de identificación inalterable, único y de por vida
- Jeringa desechable de un solo uso
- EO estéril
- Microchip de cristal estándar para maximizar la distancia de lectura
- Diseño ergonómico con función "clic sin retorno"
- Sistema para garantizar que el microchip permanezca dentro de la aguja hasta la implantación.
- Conforme a las normativas ISO 11784/5

Transpondedor		Otros	
Dimensiones	13.3 mm ± 0.4 x 2.12 mm ± 0.05	Esterilización	EO
Peso	≈0.114 g	Adhesivos con código de barras	6 pegatinas con el número UID y códigos de barras correspondientes (CODE 128B)
Material Carcasa	Vidrio biocompatible	Packaging	10 jeringas por caja
Temperatura de funcionamiento	De -25°C hasta +70°C	<b>Lugares de implantación recomendados</b>	
Temperatura de almacenamiento	De -40°C hasta +90°C		
Grado de protección	IP 68		
Código ID	15 dígitos conformes a la norma ISO 11784, tipo FDX-B		
Frecuencia de trabajo	134.2 kHz, FDX-B		
Memoria	Conforme a la norma ISO 11784/5 para normas FDX-B		
Certificaciones	Conforme a la norma ISO 11784/5		

Sujeto a cambios sin previo aviso - Abril 2023

Datamars Ibérica SLU  
Polígono Industrial Romica, Calle 1, parcela 200  
02080, Albacete, España  
Teléfono 967 52 01 87 | Whatsapp 619 627 087  
pet.datamars.es | pet.datamars.com

**DATAMARS**  
**AnimaliD**