

T-OP - Semianilla

Microchip de vidrio para identificación animal

El T-OP es una jeringa desechable que permite la identificación de por vida de diferentes especies de animales. La jeringa está precargada con un microchip de cristal de 13,3 x 2,12 mm que contiene un código de identificación único e inalterable.

Una vez completada la implantación, la aguja desmontable puede retirarse para facilitar su eliminación.



Aspectos destacados

- Jeringa desechable de un solo uso
- Código de identificación inalterable, único y de por vida
- Microchip de cristal estándar para maximizar la distancia de lectura
- Aguja desmontable para una gestión sencilla y ecológica de los residuos
- Sistema para garantizar que el microchip permanezca dentro de la aguja hasta la implantación.
- Conforme a las normativas ISO 11784/5

Transpondedor		Otros	
Dimensiones	13.3 ± 0.4 mm x 2.12 ± 0.05 mm	Esterilización	Ozono
Peso	≈0.114 g	Adhesivos con código de barras	7 pegatinas con el número UID y códigos de barras correspondientes (CODE 128B)
Material Carcasa	Vidrio biocompatible recubierto de parileno	Recommended Implantation Sites	
Temperatura de funcionamiento	De -25°C hasta +70°C		
Temperatura de almacenamiento	De -40°C hasta +90°C		
Grado de protección	IP 68		
Código ID	15 dígitos conformes a la norma ISO 11784, tipo FDX-B		
Frecuencia de trabajo	134.2 kHz		
Memoria	Conforme a la norma ISO 11784/5 para normas FDX-B		
Certificaciones	Conforme a la normativa ISO 11784/5		

Sujeto a cambios sin previo aviso - Abril 2023

Datamars Ibérica SLU.
Polígono Industrial Romica, Calle 1
Parcela 200 Apdo. 274 02080 Albacete (España)
Teléfono 967 52 01 87 | Whatsapp 619 627 087
atencioncliente@datamars.com
www.pet.datamars.es

FELIXCAN
ANIMAL ID