

# T-VE MINI

## Microchip de vidrio para identificación animal

La T-VE mini es una jeringa desechable que permite la identificación permanente y única de diferentes especies pequeñas de animales, incluidos animales de compañía, peces, aves, reptiles y animales de zoológico. La jeringa está precargada con un mini microchip de vidrio (1,41 x 9,2 mm) que contiene un código de identificación único e inalterable. Su afilada aguja de acero inoxidable de sólo 1,8 mm de diámetro minimiza la presión necesaria para implantar correctamente el microchip. Su diseño ergonómico permite un manejo sencillo y una aplicación sin esfuerzo.



### Aspectos destacados

- Jeringa desechable de un solo uso
- Código de identificación inalterable, único y de por vida
- Mini microchip de cristal para maximizar la distancia de lectura
- Aguja desmontable para una gestión sencilla y ecológica de los residuos
- Sistema para garantizar que el microchip permanezca dentro de la aguja hasta la implantación.
- Conforme a las normativas ISO 11784/5

Transpondedor		Otros	
Dimensiones	9.2 ± 0.03 mm x 1.41 ± 0.04 mm	Esterilización	Ozono
Peso	≈0.040 g	Adhesivos con código de barras	7 pegatinas con el número UID y códigos de barras correspondientes (CODE 128B)
Material Carcasa	Vidrio biocompatible recubierto de parileno	Packaging	Caja de 10 jeringas
Temperatura de funcionamiento	De -25°C hasta +85°C	Lugares de implantación recomendados	
Temperatura de almacenamiento	De -40°C hasta +90°C		
Grado de protección	IP 68		
Código ID	15 dígitos conformes a la norma ISO 11784, tipo FDX-B		
Frecuencia de trabajo	134.2 kHz		
Memoria	Conforme a la norma ISO 11784/5 para normas FDX-B		
Certificaciones	Conforme a la normativa ISO 11784/5		

Sujeto a cambios sin previo aviso - Abril 2023

Datamars Ibérica SLU.  
Polígono Industrial Romica, Calle 1  
Parcela 200 Apdo. 274 02080 Albacete (España)  
Teléfono 967 52 01 87 | Whatsapp 619 627 087  
atencioncliente@datamars.com  
www.pet.datamars.es

**FELIXCAN**  
ANIMAL ID